


**OOK VOOR
IMPLANTOLOGIE**

»Mijn nieuwe **NUMMER ONE**
voor monofase afdrukken «

VSXE® ONE



 **BETROUWBAAR
OVERGEBRACHT**

PRECISIE AFDRUKKEN


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

VSXE® ONE – UNIEKE MATERIAALCOMBINATIE

VSXE® One:

Start nu met **VSXE® One**, specifiek ontwikkeld voor **monofase** afdrukken, zoals **implantaat** afdrukken.

Wat **VSXE® One** onderscheidt, los van haar unieke naam, is de **expliciete focus op fixatie afdrukken**, met producteigenschappen die precies zijn afgestemd op deze toepassing.

Indicaties / Technieken

VSXE® One is geoptimaliseerd voor:

- Implantaatafdrukken
- Fixatieafdrukken
- Functionele afdrukken



VSXE® ONE, DE NIEUWE ULTIEME FORMULERING:



VIGOROUS

Hoge eindhardheid Shore-A (65) voor **exacte transmissie** en veilige fixatie van implantaatstiften en primaire kronentransfer van implantaatstiften.



SEAMLESS

Uitstekende vloeibaarheid dankzij de unieke formulering en, voor een **optimale aansluiting** aan transfer posts.



X-FORMULA

Een lange verwerkingstijd 2:30 minuten en **één uithardtijd minder dan 5:15 minuten**, wat mogelijke vervormingen tijdens de uithardingsfase voorkomt en het comfort voor de patiënt bevordert.



EFFORTLESS

Gemakkelijk te verwijderen van het model en de mond van de patiënt, waardoor onbedoelde extracties worden voorkomen



ADVANTAGES
THAT **STICK**

= Uw nieuwe **#ONE** voor monofase afdrukken!

- ✓ **Zeer thixotroop**
voor een optimale drukopbouw
- ✓ **Blijvend stabiel over een lange periode**
voor herhaaldelijk uitgieten van de afdruk
- ✓ **Reuk- en smaakneutraal**
voor het welzijn van de patiënt
- ✓ **Geen workflow wijziging**
in de praktijk en in het laboratorium!

VSXE® ONE – HET ASSORTIMENT



VSXE® One

380 ml **Intro pack** 5:1
380 ml cartridge, 10 ml adhesief,
10 dynamische menger, 1 applicatie syringe

REF 14732

760 ml **Refill pack** 5:1
2 × 380 ml cartridges

REF 14733

Accessories

Universal Adhesive
10 ml fles

REF 14206

Dynamische menger
45 stuks

REF 17900

Sympress Dispenser
Elektrisch doseer- en
mengapparaat

REF 35910

Applyfix 5
2 applicatie syringes,
12 syringe tips

REF 17204



NOTITIE

Voor meer informatie vraag uw
dental depot of direct via ons:

Kettenbach Dental Benelux
Takkebijsters 73A
4817 BL Breda
info@dental4.nl
www.dental4.nl

1410734_0325

KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent